

Biotage[®] SNAP Isolute NH2

アミノ修飾 シリカゲルカラム

Biotageのアミノ修飾カラムが 保持力アップ！！ 高性能に生まれ変わりました！！

◆新しいSNAP Isolute NH2 の特徴


- ・高極性化合物でも保持！！
- ・より分離能、保持力がアップ!!
- ・イオン結合 ⇒ 共有結合へ



<分離能比較>


■ **SNAP KP-NH** (従来製品)

■ **SNAP Isolute NH2** (新製品)



サンプル: 医薬品候補 高極性化合物

保持し切れず分かれていた
ピークもきれいに1ピークで保持！



今まで保持できなかった化合物
もしっかり保持！！
ピークのプロードを防ぎます！

<充填剤情報>

充填剤	Isolute-Flash-NH2
形状	破碎状
粒径	50 um

<注文情報>

製品番号	製品	入数	定価(円)
FSN0-0454-0011	Biotage SNAP Isolute NH2 11 g	10	25,800
FSN0-0454-0028	Biotage SNAP Isolute NH2 28 g	10	41,200
FSN0-0454-0055	Biotage SNAP Isolute NH2 55 g	10	60,800
FSN0-0454-0110	Biotage SNAP Isolute NH2 110 g	10	77,300
FSN0-0454-0375	Biotage SNAP Isolute NH2 375 g	1	30,400

表示価格は消費税別価格です。

新しい**SNAP Isolute NH2**カラムを試してみたい方
⇒サンプル品をご用意しております！

お問合せは

- ・バイオタージ・ジャパン 担当営業
- ・お近くの販売店
- ・**Japan_info@biotage.com**

まで、ぜひご連絡ください。

バイオタージ・ジャパン株式会社

本社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4, 6F
TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121

大阪：〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28, 4F
TEL 06-6397-8180 FAX 06-6397-8170

URL: <http://www.biotage.co.jp/>

E-mail: Japan_info@biotage.com

© 2015 Biotage. All rights reserved. All brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. The information contained in this document is subject to change without notice.
SNAP Iso NH2-150427


Biotage