

# Biotage® Selekt Enkel 新発売 アカデミックキャンペーン開始

最新フラッシュ自動精製システム

必要な機能を選択し、Selektをお求めやすい価格にしました。



SEL-ESV

キャンペーン価格2,310,000円<sup>(税別)</sup>

- ▶ 直感操作できるインターフェース、15インチ大型タッチパネル
- ▶ 全波長検出機能Spektraオプション搭載可能
- ▶ 使いたくなるシンプルデザイン

バイオタージ・ジャパン株式会社

本社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4,6F TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121  
西日本：〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28,4F TEL 06-6397-8180 FAX 03-6397-8170  
URL: <http://www.biotage.co.jp>  
E-mail: [Japan\\_info@biotage.com](mailto:Japan_info@biotage.com)

  
Biotage®

# Selekt Enkel 新発売 アカデミックキャンペーン価格

## 2,310,000円 (税別)

Selekt Enkel+ Spektra機能付  
200-400nm, 可変2波長 + PDA機能



& 試験管ラック & カラム

### 仕様

カラムチャンネル数	1ライン
設置溶媒数	2溶媒
試験管ラック	16X150mmラック 3個
ディテクター	200-400 nm (UV) Spektraオプション (SEL-SPK) で全波長検出可能に
流速	1-150 mL/min
圧力上限	0-15 bar
消費電力	300 VA.
重量	23 kg
サイズ	(W x D x H) 335 x 393 x 545 mm
インターフェース	15.0" インチ 溶媒耐性タッチスクリーン
使用カラムサイズ	5g、10g、25g、50g、100gまで

### <キャンペーンに含まれる製品>

製品番号	製品
SEL-ESV	Biotage® Selekt Enkel, One channel, Single Bed, UV Det
SEL-SPK	Biotage® Selekt, Spektra Software Package
416303SP	Rack Ø16x150 RFID, 3 pcs
FSRD-0445-0010	Biotage® Sfär Silica D - Duo 60 µm 10 g, 20/cs
FSRN-M800E-0030	Biotage® Rening Cartridges, BK-SIL, 30g, 20/cs
412791	Inline filter assembly with filter element

#### 搬入据付費用

SER-SEL-INSTALL Installation & Familiarization - Biotage® Selekt Systems 設置費用

※表示価格は消費税別価格です。

代理店様情報欄

## バイオタージ・ジャパン株式会社

本社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4,6F  
西日本：〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28,4F  
URL: <http://www.biotage.co.jp>  
E-mail: [Japan\\_info@biotage.com](mailto:Japan_info@biotage.com)

