

Biotage® Selekt Enkel アカデミックキャンペーン開始

最新フラッシュ自動精製システム

必要な機能を選択し、Selektをお求めやすい価格にしました。



SEL-ESV

キャンペーン価格 2,520,000円^(税別)

- ▶ 直感操作できるインターフェース、15インチ大型タッチパネル
- ▶ 全波長検出機能Spektraオプション搭載可能
- ▶ 使いたくなるシンプルデザイン

バイオタージ・ジャパン株式会社

本社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4,6F TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121
西日本：〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28,4F TEL 06-6397-8180 FAX 03-6397-8170
URL: <http://www.biotage.co.jp>
E-mail: Japan_info@biotage.com

Selekt Enkel 新発売 アカデミックキャンペーン価格

2,520,000円 (税別)

Selekt Enkel+ Spektra機能付

200-400nm, 可変2波長 + PDA機能

& 試験管ラック&カラム



仕様

| | |
|------------------|---|
| カラムチャンネル数 | 1ライン |
| 設置溶媒数 | 2溶媒 |
| 試験管ラック ディテクター | 16X150mmラック 3個 付属 200-400 nm (UV) Spektraオプション (SEL-SPK)で全波長検出可能に |
| 流速 | 1-150 mL/min |
| 圧力上限 | 0-15 bar |
| 消費電力 | 300 VA. |
| 重量 | 23 kg |
| サイズ | (W x D x H) 335 x 393 x 545 mm |
| インターフェース | 15.0" インチ 溶媒耐性タッチスクリーン |
| 使用カラムサイズ | 5g、10g、25g、50g、100gまで |

<キャンペーンに含まれる製品>

| 製品番号 | 製品 |
|-----------------|---|
| SEL-ESV | Biotage® Selekt Enkel, One channel, Single Bed, UV Det |
| SEL-SPK | Biotage® Selekt, Spektra Software Package |
| FSRD-0445-0010 | Biotage® Sfär Silica D - Duo 60 µm 10 g, 20/cs |
| 搬入据付費用 | |
| SER-SEL-INSTALL | Installation & Familiarization - Biotage® Selekt Systems 設置費用 |

20240912

バイオタージ・ジャパン株式会社

代理店様情報欄

本 社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4,6F
西日本：〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28,4F
URL: <http://www.biotage.co.jp>
E-mail: Japan_info@biotage.com


Biotage®