

研究効率の向上を応援

アカデミア限定

Initiator+ 自動化キャンペーン

ご所有されているInitiator+にRobotアームを取り付けて自動化はいかがでしょうか？

このようなご経験はありませんか？



- ✓ 使用者が多くなり、使いたいときに使えない。
- ✓ 条件検討のため、時間や温度を変えたサンプルを複数本合成したい。
- ✓ 同じ条件のサンプルを複数本合成したい。

Robotで解決できます。

8検体？



+110万円(税抜)

+設置費用+交通費

60検体？



+200万円(税抜)

+設置費用+交通費

キャンペーン期間: 2025年3月末まで

注文情報

製品番号	製品説明	定価（税別）	キャンペーン価格
355380	Biotage® Robot Eight	¥ 2,327,000	¥1,100,000
355381	Biotage® Robot Sixty	¥ 5,330,000	¥2,000,000
	別途設置取り付け費用と交通費がかかります。		
SER-002-LR	Labor Rate (取付費用)	¥ 29,400	
	交通費	お客様所在地によって 変わります	

仕様

Robot Eight / Robot Sixty

最大処理数

8バイアル / 60バイアル

ラック (20mL用)

2X2バイアル / 2X12バイアル

ラック (0.2-5mL用)

2X4バイアル / 2x30バイアル

バイアルサイズ

0.2-0.5; 0.5-2; 2-5; 10-20 mL

電源


Initiator+ 本体から供給

サイズ(W x D x H)と重量


Initiator+Eight 400 x 500 x 580 mm 28 kg

Initiator+と接続した数値です

Initiator+Sixty 625 x 422 x 470 mm 34 kg



表示価格は消費税別価格です。
システムの外観・仕様は、改善のため予告な変更することがあります。

 **Biotage** バイオタージ・ジャパン株式会社

本社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4, 6F
TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121

西日本：〒532-0011 大阪市淀川区宮原5-1-28, 4F
TEL 06-6838-9311 FAX 06-6838-9312