


Biotage®

Isolera™

目指せ 1万台

ご好評  
につき



まだまだ  
販売継続



「中圧分取」をその先へ。



purification

キャンペーン有効期限2025年3月末

## Isolera™ One 感謝価格

2,820,000円  
(税別)

Isolera™ One + Spektra機能付 &amp; 試験管ラック

200-400nm, 可変2波長 + PDA機能

## &lt;システム仕様&gt;

精製プロセス	シングルカラム精製
送液方法	定量(3mL)HPFC™ ダブルプランジャーポンプ
溶液投入口	4溶媒接続、2液グラディエント（4種いつでも変更可）、2液グラディエントwithアディティブ
流速	1~200 mL / min
圧力上限	145 psi (10 bar)
サンプル充填方法	シリンジインジェクション、ダイレクトインジェクション、サンプルット、DLV
UV検出	可変式二波長(200-400 nm)、Spektra機能（オプション）
分取モード	定量、しきい値、UV傾斜からの組み合わせ可能
分取容量	4.8L（標準仕様）
分取容器	試験用チューブ（φmm）: 13、16、18、25、ボトル(mL): 120、240、480

## &lt;注文情報&gt;

製品番号	製品	数量	定価 (税抜)
	<b>Isolera One Spektra機能付き</b>		
ISO-1SV	Biotage® Isolera™ One, One Channel, Single Collection Bed, 200-400 nm Detector	1式	¥4,702,000
ISO-SPK	Isolera Spektra Package	1式	¥410,000
<b>無償添付ラック</b> 下記よりお好みのラック1セットをお選びいただけます。※標準ラックとして411791が1セット本体に付属されています			
411789	Isolera Rack 13 x 100, 4/cs	1セット	¥42,400
411790	Isolera Rack 16 x 100, 4/cs	1セット	¥42,400
411791	Isolera Rack 16 x 150, 4/cs	1セット	¥42,400
411792	Isolera Rack 18 x 150, 4/cs	1セット	¥42,400
411793	Isolera Rack 25 x 150, 4/cs	1セット	¥42,400
411794	Isolera Rack 120mL, 4/cs	1セット	¥42,400
<b>搬入据付費用</b>			
SER-IS1-IN	Installation and Familiarization - Isolera™ One（設置費用）	1式	¥129,000

※表示価格は消費税別価格です。

20240912

## 代理店様情報

## バイオタージ・ジャパン株式会社

本社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4,6F

西日本：〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28,4F

URL: <http://www.biotage.co.jp>E-mail: [Japan\\_info@biotage.com](mailto:Japan_info@biotage.com)