



Biotage® Selekt Goes Remote

Selektの操作をリモートで！！



手元のPCやタブレットで操作できます。

リモート操作のイメージ



Biotage® Selekt Goes Remote (有償オプション)

- Biotage® Selektを離れた場所から操作が可能です。
- ラボから離れた場所で分取状況の確認、条件変更、Go/Stopなどができます。
- 特別なソフトはいりません。ネットワークを介してWeb上で操作画面がミラーリングされます。
- 離れた場所から安全に精製を行うことができます。
- 時間のかかるメソッドの場合、遠隔操作は特に効果的です。

電子ノートやその他のラボ管理システムに組み込みたいユーザー向けにAPIを提供しています

Biotage® Selekt Monitor API (有償オプション)

Biotage® Selektを離れた場所からモニターできます。

- ラボから離れた場所で複数台の装置の稼働状態を確認可能です。
- データ分析も可能(操作は不可)。

注) ソフトウェアはパッケージに含まれていません。価格はお問い合わせください



型番	品名	
SEL-RC	Biotage® Selekt Remote Control Software License	Selektユーザーはこちらのライセンスだけでウェブブラウザからリモートコントロール、モニターが可能です。
417501SP	Biotage® Selekt Enkel Network Upgrade Kit	Selekt Enkelユーザーは、上記SEL-RCに加えて、こちらのネットワークアップグレードが別途必要となります。
SEL-mAPI	Biotage® Selekt Monitor API Software License	SER-RCの機能をより高度に活用したい企業様向けのAPIライセンスとなります。詳細はお問い合わせください。

お客様のSW,OSのバージョンにより、別途作業費用、交通費等が掛かります。