

Biotage® Selekt Enkel

必要な機能を選択し、
*Selekt*をお求めやすい価格に。
フラッシュ精製を*Next Stage*へ。



"Enkel"ならシンプル

Designed in Sweden

バイオタージ・ジャパン株式会社

本 社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4,6F TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121

西日本：〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28,4F TEL 06-6397-8180 FAX 03-6397-8170

URL: <http://www.biotage.co.jp>

E-mail: Japan_info@biotage.com


Biotage®

ヒューマンエラーを防ぐ次世代デザイン



タブ切り替えなし。1画面で分取操作簡潔。ワイドな15インチタッチパネル。



カラム情報はQRで読み込み
使用回数管理にも便利
(標準機能)



大人気PDAソフトSpektraも搭載可能。
微量サンプル、高感度分取
純度確認に。
(オプション機能)



ラック自動認識機能
(オプション機能)

仕様

カラムチャンネル数	1ライン
設置溶媒数	2溶媒
試験管ラック	13 x 100 mm, 16 x 100 mm, 16 x 150 mm, 18 x 150 mm, 25 x 150 mm, 120 mLは1列3ラック設置可能 240 mL, 480 mL.は1ラック *ラック認識機能はオプションです。
ディテクター	200–400 nm (UV) Spektraオプション (SEL-SPK)で全波長検出可能に
流速	1–150 mL/min
圧力上限	0–15 bar
消費電力	300 VA.
重量	23 kg
サイズ	(W x D x H) 335 x 393 x 545 mm
インターフェース	15.0" インチ 溶媒耐性タッチスクリーン
使用カラムサイズ	5g、10g、25g、50g、100gまで
外部ディテクター	オプションELSD (Selektシリーズ専用機) 開発中

型番	品名	価格 (税別)
SEL-ESV	Biotage® Selekt Enkel, One channel, Single Bed, UV Det	¥3,242,000
SEL-SPK	Biotage® Selekt, Spektra Software Package (オプション)	¥372,000
417501SP	Selekt Enkel Network upgrade Kit (オプション)	¥395,000
417504SP	Selekt Enkel RFID upgrade Kit (オプション)	¥395,000
417502SP	Selekt Enkel upgrade Kit Extended Bed (オプション)	¥531,000
416321SP	Biotage® Selekt Secondary solvent container (オプション)	¥196,000
SER-SEL-INSTALL	Installation and Familiarization - Biotage® Selekt (設置費用)	¥124,000

バイオタージ・ジャパン株式会社

本 社：〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4,6F TEL 03-5627-3123 FAX 03-5627-3121
西日本：〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-28,4F TEL 06-6397-8180 FAX 03-6397-8170
URL: <http://www.biotage.co.jp>
E-mail: Japan_info@biotage.com

