

Biotage® Sfär HC D (Duo)

Sfär for Spherical, Biotage for Quality

小粒径20 μ m,
高負荷量 50%up !




(SNAP Ultraとの比較)

Biotage® Sfär HC D 25g
負荷量目安 0.75g~7.5g


SNAP Ultra 25g
負荷量目安 0.5g~5g

SNAP KP-Sil 25g
負荷量目安 0.25g~2.5g




負荷量増加のメリット

- ・カラムサイズダウン
- ・時間短縮
- ・溶媒量軽減




Sfär 20um 25g
フタル酸MIX 2.5g

**負荷量
50%アップ!**



Ultra 25um 25g
フタル酸MIX 1.7g



【価格情報】

製品番号	製品	入数	定価 (円)
	HIGH CAPACITY 20μm		
FSUD-0443-0005	Biotage [®] Sfär Silica HC D High Capacity Duo 20 μm 5 g, 20/cs	20	¥ 25,200
FSUD-0443-0010	Biotage [®] Sfär Silica HC D High Capacity Duo 20 μm 10 g, 20/cs	20	¥ 33,600
FSUD-0443-0025	Biotage [®] Sfär Silica HC D High Capacity Duo 20 μm 25 g, 20/cs	20	¥ 42,000
FSUD-0443-0050	Biotage [®] Sfär Silica HC D High Capacity Duo 20 μm 50 g, 10/cs	10	¥ 37,800
FSUD-0443-0100	Biotage [®] Sfär Silica HC D High Capacity Duo 20 μm 100 g, 10/cs	10	¥ 57,800
FSUD-0443-0200	Biotage [®] Sfär Silica HC D High Capacity Duo 20 μm 200 g, 4/cs	4	¥ 69,300
FSUD-0443-0350	Biotage [®] Sfär Silica HC D High Capacity Duo 20 μm 350 g, 4/cs	4	¥ 92,400

表示価格は消費税別価格(2024年1月1日時点)です。

バイオタージ・ジャパン株式会社

[本社]
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-14-4, 6F Tel: 03- 5627 - 3123 Fax: 03- 5627- 3121

[西日本営業所]
〒532-0003 大阪府淀川区宮原5-1-28, 4F Tel: 06- 6397 - 8180 Fax: 06- 6397- 8170

URL: <http://www.biotage.co.jp/> E-mail: Japan_info@biotage.com

